

RENGÖRING MANOMETER KIT TILL BA-TUBE

Gäller fr o m: 2020-09-07

Uppföljning: Årligen i samband med uppföljning av "Rutin förskrivning av BA-TUBE".

MAR ansvar.

Fastställd av: Avdelningschef Kommunrehab

Framtagen av: Johan Söderström, sjukgymnast och Jan Gräshag medicintekniskt ansvarig.

BESKRIVNING

Denna rutin gäller för legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast som provar ut BA-TUBE med manometer kit och för rehabassistenterna som rengör produkten i Växjö kommun.

SYFTE

Säkerställa god vårdhygien vid utprovning av BA-TUBE.

LOKAL ANVISNING – FYSIOTERAPEUT/SJUKGYMNAST



Efter användning av manometer kit ansvarar personen som använt kittet att följande innehåll finns i boxen:

- 1 st box
- 1 st manometer
- 1 st plastslang
- 2 st röda utprovningssnipplar
- 1 st svart pistong
- >3 st zippåsar för smutsig materiel (nya zippåsar beställs av chefsstöd)

Manometer kit och tillbehör förvaras i skåp i utprovningrum på Mejselgatan plan 1.

Delarna packas i boxen när de är torra, montera delarna först när de skall användas igen. Viktigt att delarna förvaras på torr ren plats efter rengöring eller då de inte används. Detta för att inte tillväxt av bakterier eller svampsporer skall kunna ske i kvarvarande vattendroppar eller fukt.

Före varje användning kontrolleras att alla delar är hela och utan sprickor. Om någon del är trasig eller deformerad skall den bytas ut.

HANTERING AV ANVÄNT MANOMETER KIT – FYSIOTERPEUT/SJUKGYMNAST

1. När utprovning av BA-TUBE är gjord hos patienten så läggs den röda utprovningssnippeln i medhavd zippåse. För att ta isär BA-Tuben, placera den svarta pistongen i tuben och tryck av toppen med tummen eller mot ett hårt underlag.
2. Manometer, svart pistong och manometerväska rengörs med lätt fuktad trasa med vanligt förekommande rengöringsmedel exempelvis ytdesinfektion.
3. Zippåsen med smutsig utrustning placeras i uppmärkt behållare för smutsig retur av BA-Tubens utrustning.
4. Plastslang ska kasseras efter användning,

Vid konstaterad eller misstänkt smitta kan manometern med fördel täckas av en påse, exempelvis 1 liters fryspåse för att ytterligare minska kontaminering.

RENGÖRING AV BA-TUBE – REHABASSISTENTER

Generell information rengöring röd utprovningssnippel

Röd utprovningssnippel kan kokas i vatten eller autoklaveras i max 100°C, alternativt diskas i diskdesinfektor (ej syror eller baser >0,5 M).

Aktuell rutin Kommunrehab

Utprovningssnipplarna rengörs i diskdesinfektor på Borgmästaren, detta ombesörjes av Kommunrehab rehabassistenter.

Vid uppackning används skyddsutrustning i form av handskar och förkläde.

Relaterad information

Ovan rengöringsinstruktion är (förutom kassering av slang) hämtad 2020-04-06 från produktleverantör CASABs dokument BA-TUBE Bronchitis Aid Tube med Manometer och återfinns på länk:

http://casab.se/files/6_produktfakta_batube_manometer_sve.pdf