

Information avseende personlyft/lyftsele

Om patientens funktioner eller kroppsvikt förändras kan säkerheten vid lyftet påverkas, kontakta förskrivare omgående.

Vid lyft

- Kontrollera alltid eventuellt slitage av lyftselen innan varje lyft och framför allt efter tvätt.
- Planera inför lyftet genom att tex ställa rullstolen nära.
- Placera lyftselen enligt utprovningensprotokollets anvisningar.
- Sänk ner lyftbygel till brösthöjd innan du krokar på lyftselen.
- Var observant på att patienten ej slår i huvudet i lyftbygel.
- Förbered patienten på lyftet, ha ögonkontakt.
- Höj upp lyften och stanna till då lyftselsens band är sträckta, kontrollera att inget lyftband har hakat ur eller att lyftselen sitter snett, innan du fortsätter lyftet.
- Lyft inte patienten högre upp än vad som behövs.
- Förflytta patienten i lyften en så kort sträcka som möjligt, gör endast en överflyttning. Om möjligt, låt lyften stå still och byt ex. rullstol mot hygienstol bakom patienten. Används taklyft rekommenderas ej överkoppling.
- Tänk på att klädesplagg med hal/glatt yta ökar risken för urglidning.
- Arbeta med golvlyftens hjul olåsta vid lyft från säng/stol.
- Golvlyftens hjul ska vara låsta vid lyft från golv.