

Checklista till rehabassistent för utprovning av förhöjningskloss Reko/Magnum

Patientens namn

personnummer

--	--

Montering	Signatur
Lyft sängen/fåtöljen och placera samtliga klossar med samma antal distansklossar <i>Byggda höjden får inte överstiga 4 distansklossar. Möbeln måste stå på bottenplattan/distansklossen och inte vila mot övre kanten av förhöjningsklossen</i>	

Följande moment ska gås igenom med patienten	
Prova sätta sig och resa sig från möbeln <i>Kontrollera att sitthöjden är lämplig. Viktigt att patienten når ner med båda fötterna i golvet</i>	
Kontrollera att möbeln står stadigt	
Kontrollera att patienten upplever säkerhet i förflyttningen	
Kontrollera att patienten är behjälpt av förhöjningen	

Kommentar från arbetsterapeut till rehabassistent

--

Kommentar från rehabassistent till arbetsterapeut

--

Ansvarig rehabassistent**Datum**

----------	----------