

Checklista till rehabassistent för utprovning av RA-rollator

Patientens namn

personnummer

--	--

Följande moment ska gås igenom med patienten	Signatur
<p>Ställa in höjd och riktning på underarmsstöd</p> <p><i>Riktlinjer: Höjd: armbågar i 90° med sänkta axlar. Riktning på handtag gå efter patientens upplevda känsla inom godkända vinkla, se bruksanvisning</i></p>	
<p>Instruera hur bromsar och låsning fungerar</p> <p><i>Testa att bromsa och låsa rollatorn</i></p>	
<p>Instruera hantering/gång med RA- rollatorn</p> <p><i>Viktigt att gå nära rollatorn/gå mellan hjulen RA-rollator ska vara låst vid uppresning/nedsittning. Vid vändning - trampa runt fötterna mellan hjulen, gå ej över hjulen</i></p>	
<p>Visa tillbehör</p> <p><i>Testa att ta bort och sätta dit korg</i></p>	
<p>Instruera hopfällning</p> <p><i>Testa att fälla ihop och dra ut</i></p>	
<p>Lämna ut manual</p>	
<p>Informera om att kontakta Hjälpmedelsverksamheten för reparation</p>	
<p>Träna in rollatorn i förkryssade moment</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Kök <input type="checkbox"/> Toalett <input type="checkbox"/> Sovrum/säng/garderober <input type="checkbox"/> Förflyttning mellan rum <input type="checkbox"/> Trösklar <input type="checkbox"/> Fåtölj/stol <input type="checkbox"/> In/ut ur hus <input type="checkbox"/> Utomhus (trottoarkanter, nerförsbacke) <input type="checkbox"/> I/ur bil <input type="checkbox"/> Annat _____ 	

Kommentar från fysioterapeut till rehabassistent

Kommentar från rehabassistent till fysioterapeut

Ansvarig rehabassistent

Datum

--	--