

Förskrivarstöd sittdynor

Tryckfördelande dyna: Låg risk för trycksår.

Bima duo lateral inko med Plan/kupad botten.



Tryckfördelande stabil rullstolsdyna med höga lateralstöd för att ge stöd för låren. För personer med låg risk för trycksår och som kan variera sitt sittande.

Max brukarvikt: Sb 35-40 cm: 125 kg. Sb 42,5- 50: 135 kg. Sb 52,5-60 180 kg.

För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: *B.i.m.a Plastteknik AB*
ISO-kod: *ISO 12 25 06*

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
Bima Duo plysch med plan eller kupad botten.

Tryckavlastande sittdyna A: Medelhög risk för trycksår

Bima combi inko med plan/kupad botten.



Tryckfördelande rullstolsdyna med formad sittgrop och urtag för sittbensknölar och svanskota. För personer med låg till medelhög risk för trycksår som själva kan variera sitt sittande.

Max brukarvikt: Sb 35-40 cm: 125 kg. Sb 42,5- 50: 135 kg. Sb 52,5-60 180 kg.


För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: *B.i.m.a Plastteknik AB*
ISO-kod: *ISO 12 25 06*

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
Bima Combi plysch med plan eller kupad botten.

Tryckavlastande sittdyna B: Medelhög risk för trycksår (låg dyna)

Stealth Glacial inkl. Coolcore och inre plastfilm på dynbasen



Tryckavlastande sittdyna som reducerar och omfördelar trycket på trycksårskänsliga delar. Mjuk skumpas med överdel av gel på hela sittdynan. För brukare medelhög risk för trycksår och som själv kan variera sitt sittande.

Max brukarvikt 160 kg.

För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: Salubrious AB

ISO-kod: ISO 04 33 03

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
Sittdyna Jay Xtreme Active.

Tryckavlastande sittdyna C: Hög risk för trycksår

Jay Balance Cryo luftgenomsläppligt överdrag



Tryckavlastande, värmeledande, positionerande sittdyna. För personer med hög risk för trycksår och behov av positionering. Positioneringsdelar finns att beställa till.

Max brukarvikt: 150 kg.

För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: Sunrise Medical AB

ISO-kod: ISO 04 33 03

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
Alla Jay balance.

Tryckavlastande och positionerande sittdyna A: Hög risk för trycksår

Sittdyna Matrix Libra inkl std överdrag



Positionerande och tryckavlastande sittdyna avsedd för att reducera och omfördela trycket på trycksårskänsliga delar. Skumbas med gel-inlägg i sittgrop. För personer med hög risk för trycksår. Positioneringsdelar finns att beställa till.

Max brukarvikt: Standard: 136 kg HD (sb 53 och 56) 227 kg.

För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: Invacare AB

ISO-kod: ISO 04 33 03

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
SITTDYNA 2R HYBRID ELITE

Tryckavlastande och positionerande sittdyna B: Hög risk för trycksår

Sittdyna Vicair Vector 02 10 inkl standard överdrag.



Tryckavlastande på hela sittytan med luftceller i 9 fack för att möjliggöra positionering. Hela dynan går att tvätta i maskin. Antal celler i facken kan justeras för att skapa en individuell positionering. För personer med hög risk för trycksår.

Max brukarvikt: 250 kg.

För information om dynan – se leverantörens hemsida.

Leverantör: Invacare AB

ISO-kod: ISO 04 33 03

Dynor som kan ersätta (kan finnas på lager från tidigare upphandling):
Roho